



## PLATIN- UND PLATINLEGIERUNGSTIEGEL





Art.-Nr.	Ø	Höhe	Material
	mm	mm	
<b>VERBRENNUNGSTIEGEL FÜR TGA</b>			
200 010	6,10	1,90	Reinplatin



Art.-Nr.	Ø	Höhe	Material	Verpackungseinheit – Stk.
	mm	mm		
<b>TIEGEL FÜR ATD-DSC</b>				
200 050	4,90	8,00	Pt/Rh10	100

- **Andere Abmessungen und Formen auf Anfrage, zB eingezogener Boden als Zentrieraufnahme**
- **Ausgebrannte Tiegel werden auf Wunsch zurückgekauft**

## PLATINTIEGEL mit BÜGEL



Art.-Nr.	Ø	Höhe	Material
	mm	mm	
<b>TIEGEL MIT BÜGEL</b>			
200 100	9,30	1,00	Reinplatin

**- Auf Wunsch, Stückgewicht maximum 0,220 g**